


Quick Start Guide

SIMPLEX sliceware / SIMPLEX print



SIMPLEX sliceware



myRenfert
Login



de Zum Software Download müssen Sie sich bei „myRenfert“ anmelden und Ihren SIMPLEX 3D-Filament-Drucker registrieren.

Login

⇒ Melden Sie sich auf der Renfert Internetseite www.renfert.com bei „myRenfert“ mit Ihren Anmeldedaten an.



⇒ Falls Sie noch kein Konto bei „myRenfert“ haben, müssen Sie sich vorher über „myRenfert“ registrieren.

SIMPLEX 3D Filament-Drucker registrieren

- ⇒ Wählen Sie „myRenfert“ - „Meine Geräte“ - „Neues Gerät hinzufügen“.
- ⇒ Klicken Sie bei Ihrem Gerätetyp auf „Gerät auswählen“.
- ⇒ Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein, diese finden Sie auf dem Geräte-Typenschild, und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.
 - ◆ Das registrierte Gerät wird unter „myRenfert“ - „Meine Geräte“ angezeigt.



Download

Nach der Registrierung des Produkts können Sie das Softwarepaket mit folgenden Komponenten herunterladen:

- SIMPELX sliceware;
- Anleitung zu SIMPLEX sliceware;
- SIMPLEX print;
- Versions-Informationen




- ⇒ Wählen Sie „myRenfert“ - „Meine Geräte“.
- ⇒ Klicken Sie bei Ihrem Gerät auf „Gerät anzeigen“ und dann auf „Software Download“.
 - ◆ Das Programmpaket wird als ZIP-Datei auf Ihren Rechner heruntergeladen.
- ⇒ Öffnen Sie in das Download-Verzeichnis auf Ihrem PC.
- ⇒ Entpacken Sie die ZIP-Datei.
- ⇒ Starten Sie das Programm „Simplex_Print_....._installer.exe“ und folgen Sie den Anweisungen.
 - ◆ Das Programm SIMPELX print wird auf Ihrem PC installiert.
- ⇒ Starten Sie das Programm „sliceware_....._installer.exe“ und folgen Sie den Anweisungen.
 - ◆ Das Programm SIMPELX sliceware wird auf Ihrem PC installiert.

To download the software, you must log in to “myRenfert” and register your SIMPLEX 3D filament printer.

Login


⇒ Log in to “myRenfert” on the Renfert website www.renfert.com with your credentials.



⇒ If you do not yet have a “myRenfert” account, you must first register via “myRenfert”.

Register your SIMPLEX 3D filament printer

- ⇒ Select “myRenfert” – “My Equipment” – “Add New Equipment”.
- ⇒ Click on “Select Equipment” for your equipment type.
- ⇒ Enter the serial number of your equipment. You can find it on the type plate of your equipment, then click on “Add Equipment”.
 - ◆ The registered equipment is displayed under “myRenfert” – “My Equipment”.




Download

After registering the product, you can download the software package with the following components:

- SIMPLEX sliceware;
- SIMPLEX sliceware instructions;
- SIMPLEX print;
- Version information

- ⇒ Select “myRenfert” – “My Equipment”.
- ⇒ Click on “Show Equipment” for your equipment and then on “Software download”.
 - ◆ The software package is downloaded to your computer as a ZIP file.
- ⇒ Open the download directory on your PC.
- ⇒ Unzip the ZIP file.
- ⇒ Click on “Simplex_Print_....._installer.exe” and follow the instructions.
 - ◆ The SIMPLEX print software will be installed on your PC.
- ⇒ Click on “sliceware_....._installer.exe” and follow the instructions.
 - ◆ The SIMPLEX sliceware software will be installed on your PC.



Pour télécharger le logiciel, vous devez vous connecter à « myRenfert » et enregistrer votre imprimante à filament SIMPLEX 3D.

Connexion


⇒ Sur le site Renfert www.renfert.com, connectez-vous à « myRenfert » avec vos identifiants de connexion.



⇒ Si vous n’avez pas encore de compte pour « myRenfert », vous devez d’abord vous enregistrer sur « myRenfert ».

Enregistrer l'imprimante à filament SIMPLEX 3D

- ⇒ Sélectionnez « myRenfert » - « Mes appareils » - « Ajouter un nouvel appareil ».
- ⇒ Cliquez sur « Sélectionner l'appareil » pour votre type d'appareil.
- ⇒ Indiquez le numéro de série de votre appareil. Il figure sur sa plaque signalétique. Cliquez ensuite sur « Ajouter l'appareil ».
 - ◆ L'appareil enregistré apparaît sous « myRenfert » - « Mes appareils ».



Téléchargement

Après l'enregistrement du produit, vous pouvez télécharger le pack logiciel avec les composants suivants :

- Logiciel SIMPLEX sliceware ;
- Introduction au logiciel SIMPLEX sliceware ;
- SIMPLEX print ;
- Informations sur la version

- ⇒ Sélectionnez « myRenfert » - « Mes appareils ».
- ⇒ Sur votre appareil, cliquez sur « Afficher l'appareil », puis sur « Télécharger le logiciel ».
 - ◆ Le pack de programmes est téléchargé sur votre ordinateur sous forme de fichier ZIP.
- ⇒ Ouvrez le dossier Téléchargements sur votre ordinateur.
- ⇒ Dézippez le fichier ZIP.
- ⇒ Démarrez le programme « Simplex_Print_....._installer.exe » et suivez les consignes.
 - ◆ Le programme SIMPLEX print est installé sur votre PC.
- ⇒ Démarrez le programme « sliceware_....._installer.exe » et suivez les consignes.
 - ◆ Le logiciel slicer SIMPLEX est installé sur votre PC.




it

Per scaricare il download è necessario eseguire il login in “myRenfert” e registrare la propria stampante a filamento SIMPLEX 3D.

Login


- ⇒ Registrarsi al sito Internet di Renfert www.renfert.com alla voce “myRenfert” usando i propri dati di accesso.



- ⇒ Se non si dispone ancora di un account in “myRenfert” è necessario effettuare dapprima la registrazione in “myRenfert”.

Registrazione della stampante a filamento SIMPLEX 3D

- ⇒ Selezionare “myRenfert” - “I miei dispositivi” - “Aggiungi nuovo dispositivo”.
- ⇒ In corrispondenza del proprio tipo di dispositivo cliccare su “Seleziona dispositivo”.
- ⇒ Inserire il numero di serie del dispositivo riportato sulla targhetta del dispositivo e cliccare su “Aggiungi dispositivo”.
 - ◆ Il dispositivo registrato viene visualizzato in “myRenfert” - “I miei dispositivi”.



Download

Dopo la registrazione del prodotto è possibile scaricare il pacchetto software con i seguenti componenti:

- SIMPLEX sliceware;
- Istruzioni per SIMPLEX sliceware;
- SIMPLEX print;
- Informazioni sulle versioni

⇒ Selezionare “myRenfert” - “I miei dispositivi”.

⇒ In corrispondenza del proprio dispositivo fare clic su “Mostra dispositivo” e poi su “Software Download”.

- ◆ Il pacchetto con il programma verrà scaricato come file ZIP sul proprio calcolatore.

⇒ Passare alla cartella di download sul proprio PC.

⇒ Decomprimere il file ZIP.

⇒ Avviare il programma “Simplex_Print_....._installer.exe” e seguire le istruzioni.

- ◆ Il programma SIMPLEX print verrà installato sul proprio PC.

⇒ Avviare il programma “sliceware_....._installer.exe” e seguire le istruzioni.

- ◆ Il programma SIMPLEX sliceware verrà installato sul proprio PC.



es

Para descargar el software, debe iniciar sesión en “myRenfert” y registrar su impresora por filamento SIMPLEX 3D.

Inicio de sesión

⇒ Inicie sesión en la página de internet de Renfert www.renfer.com en “myRenfert” con sus datos de acceso.



⇒ Si aún no posee una cuenta en “myRenfert”, primero debe registrarse en “myRenfert”.


Registro de la impresora por filamento SIMPLEX 3D

⇒ Seleccione “myRenfert” - “Mis aparatos” - “Añadir nuevo aparato”.

⇒ En “Seleccionar aparato”, haga clic en su tipo de aparato.

⇒ Introduzca el número de serie del aparato, que se encuentra en la placa de características del aparato, y haga clic en “Añadir aparato”.

- ◆ El aparato registrado se muestra en “myRenfert” - “Mis aparatos”.



Descarga

Después de registrar el producto, puede descargar el paquete de software con los siguientes componentes:

- SIMPLEX sliceware;
- Manual de instrucciones de SIMPLEX sliceware;
- SIMPLEX print;
- Información sobre la versión

⇒ Seleccione “myRenfert” - “Mis aparatos”.

⇒ En su aparato, haga clic en “Mostrar aparato” y, posteriormente, en “Descarga de software”.

- ◆ El paquete de programa se descarga como un archivo ZIP en su ordenador.

⇒ Abra el directorio de descarga en su PC.

⇒ Extraiga el archivo ZIP.

⇒ Inicie el programa “Simplex_Print_....._installer.exe” y siga las instrucciones.

- ◆ El programa SIMPLEX print se instala en su PC.

⇒ Inicie el programa “sliceware_....._installer.exe” y siga las instrucciones.

- ◆ El programa SIMPLEX sliceware se instala en su PC.

