

**Renfert**

making work easy

Easyclean MD

NOVITÀ

Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni conforme con MDR



easy use

MD

L'apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni Easyclean MD viene utilizzato per la performante pulizia o pulizia preliminare* di dispositivi medici come ad es. abutment e protesi e di strumenti (* non sostituisce il trattamento nel termodisinfettore). L'apparecchio conforme con MDR (Medical Device Regulation) è la soluzione ideale per chi desidera pulire dispositivi medici e apparecchiature molto semplicemente. L'uso di Easyclean MD è del tutto intuitivo; l'apparecchio offre diverse modalità di ultrasuoni e convince per il suo moderno design.

Vantaggi

- Come prodotto medico di classe I, Easyclean MD soddisfa i requisiti previsti dal regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.
- Con cinque modalità di ultrasuoni preconfigurate si può attivare il programma giusto per ogni situazione.
- L'uso intuitivo consente di creare agevolmente programmi personalizzati.

Dettagli

- Pulizia performante.
- Intelligente funzione di feedback.
- Frequenza degli ultrasuoni di 37 kHz.
- Temperatura limite impostabile.

Suggerimento

Nonostante le diverse opzioni e la grande flessibilità, Easyclean MD è completamente „easy“ da utilizzare. Il pannello di comando orientato all'utente integra un display ben leggibile che informa di importanti parametri, ad esempio la modalità di funzionamento, la durata o la temperatura. L'apparecchio segnala inoltre, ad esempio, il termine della pulizia o il raggiungimento della temperatura limite.



Applicazione esemplare: pulizia di dispositivi medici

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	320 W
Frequenza ultrasuoni	37 kHz
Potenza effettiva ultrasuoni	120 W
Potenza di riscaldamento	200 W
Dimensioni (L x A x P) (Dimensioni esterne dell'apparecchio)	305 x 230 x 170 mm
Peso	~3,6 kg
Volume (Volume max. della vaschetta)	2,7 l
Volume (Volume utile della vaschetta)	1,6 l

Referenze








Easyclean MD, 220–240 V

No. 18510000



Accessori

Easyclean MD

	GO 2011 speed	Indicato per la pulizia rapida e accurata di diversi strumenti e utensili in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali.	2 l	No. 20120000
	Coperchio di acciaio con 2 fori	Supporto per il bicchiere di pulizia o per il bicchiere di plastica con coperchio.	1 pezzo	No. 18500002
	Cestello di acciaio inossidabile	Per il contenimento degli oggetti da pulire. Per proteggere il fondo della vaschetta vibrante.	1 pezzo	No. 18500003
	Cestello per immersione di acciaio inossidabile	Per oggetti piccoli e molto delicati. Impiego nel coperchio di acciaio inossidabile o nel bicchiere di pulizia.	1 pezzo	No. 18500004
	Vaschetta per acidi, in plastica	Per acidi e liquidi che non devono essere versati nella vaschetta di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500005
	Bicchiere di pulizia	Per l'uso di altri liquidi detergenti. Impiego nel coperchio in acciaio inossidabile. 600 ml.	1 pezzo con coperchio e anello di gomma	No. 18500006
	Bicchiere di plastica con coperchio	Per oggetti relativamente piccoli e per lavorare con gli acidi. Adatto anche in combinazione con il coperchio di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500007

